

vertaplan partner

Maximale Transparenz, optimale Verfügbarkeit und eine hervorragende Schnittstelle zum Chirurgen

Werden Sie vertaplan-Partner und nutzen Sie alle Vorteile der prä-operativen Planung für Ihre Implantate.

Durch vertaplan kann mittels einer softwaregestützten Operationsplanung eine bessere Qualität in der Wirbelsäulenchirurgie und eine individuelle Patientenversorgung realisiert werden. Erreicht wird dies durch Kombination aus klinischem Wissen und umfangreicher Datenauswertung.

Auf der Grundlage von radiologischen Aufnahmen berechnet die Software grad- und millimetergenau die optimale Einstellung der Wirbelsäulengeometrie und beachtet dabei die individuellen Bewegungsparameter des Patienten.

Integrierte Messfunktionen für die Berücksichtigung der sagittalen Balance erlauben es, Rückschlüsse auf individuelle Abweichungen vom Gleichgewicht der Wirbelsäule des Patienten im Vergleich zu statistischen Normalwerten zu ziehen.


Die Software vermisst Wirbelkörper und Bandscheibenfächer und liefert automatisch einen Vorschlag, welches Implantat sich für den jeweiligen Patienten am besten eignet.

Ihre Vorteile als vertaplan-Partner:

1. Transparente Schnittstelle zum behandelnden Chirurgen
2. Direkte Bestimmung des am besten geeigneten Implantats
3. Umfangreiche Kenntnisse für zukünftige Versorgungen, Forschung und Entwicklung



Zur Integration Ihrer Implantate benötigen wir nur die CAD-Daten zur realistischen Darstellung, Angaben zur optimalen Positionierung und Produktmaße für die Berechnung.



Als vertaplan-Partner erhalten Sie unter anderem folgende Leistungen:

- › Permanente Bereitstellung Ihrer Implantate für die präoperative Planung in den Kliniken
- › Integration und Pflege eines Standard-Fusionsimplantats
- › Tutorials und Webinare
- › spontech-Kundenservice via Remote-Unterstützung
- › Weblink zu vertaplan von der Partner-Website
- › Listung als Partner auf der spontech-Website
- › Anwenderbroschüren
- › Patientenbroschüre
- › IT-Informationsbroschüre